

วิธีปฏิบัติ (Work instruction)

ชื่อเอกสารการตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์..G-6-PD..โดยเครื่อง..SD..Biosensor.....

รหัสเอกสารWI-LAB-H005.....

ผู้จัดทำ.....  (.....นายภุชเวท.....แซ่ท้าว.....) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....	วันที่จัดทำ.....5..มกราคม..2569.....
ผู้ทบทวน.....  (.....น.ส.จิราพร.....ใจชื่น.....) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....	วันที่ทบทวน.....5..มกราคม..2569.....
ผู้อนุมัติ.....  (.....น.ส.จิราพร.....ใจชื่น.....) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....	วันที่อนุมัติ.....6..มกราคม..2569.....
ลำเนาฉบับที่.....01.....	ผู้ถือครอง.....เทคนิคการแพทย์.....
แก้ไขครั้งที่.....00.....	วันที่เริ่มใช้.....2..ตุลาคม..2558.....
แก้ไขครั้งที่.....01.....	วันที่เริ่มใช้.....2..มกราคม..2566.....
แก้ไขครั้งที่.....02.....	วันที่เริ่มใช้.....6..มกราคม..2569.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....

	วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 2 ของ 10
	เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
ผู้จัดทำ : นายฤทธเวท แซ่ท้าว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 มกราคม 2569			
ผู้รับรอง : นางสาวจิราพร ใจชื่น ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 5 มกราคม 2569			
ผู้อนุมัติ : นางสาวจิราพร ใจชื่น ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์ วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569			

รายการทบทวนและแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
00	1 ตุลาคม 2558	- เริ่มจัดทำ
00	2 ตุลาคม 2558	- ประกาศใช้
01	1 มกราคม 2566	- ทบทวนเอกสาร
01	2 มกราคม 2566	- ประกาศใช้
02	5 มกราคม 2569	- ทบทวนเอกสาร
02	6 มกราคม 2569	- ประกาศใช้

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 3 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		

1.ความมุ่งหมาย (Purpose)

เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานในการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor ให้ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ได้อย่างถูกต้อง

2.การนำไปใช้ (Application)

- 2.1 ใช้สำหรับตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยตรวจจากสิ่งส่งตรวจ EDTA blood หรือ Capillary blood
- 2.2 ใช้ตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD ในคนไข้ที่เป็นมาลาเรียในการให้ยาฆ่าเชื้อ
- 2.3 ใช้ตรวจวินิจฉัยภาวะคนไข้ที่มีเม็ดเลือดแดงแตกง่าย

3.เอกสารอ้างอิง (Reference)

- 3.1 คู่มือการใช้งานเครื่อง SD Biosensor โดยบริษัท SD Biosensor, Inc.
- 3.2 เอกสารใบแนบชุดตรวจ G6PD test โดยบริษัท SD Biosensor, Inc.
- 3.3 อังคณา แซ่เจ็ง, พัทธิดา บุญเดช, วรรรณา ศรีสัจจรักษ์, ธุวพร สุวรรณ สุวรรณลา, พลวัชร เรืองศิริรักษ์, สารีณี ศรีเทพ, วรเชษฐ์ คันธวัชอินทร์, รุ่งนิรันดร์ สุขอร่าม และจันทร์พร จินา.(2564).คู่มือการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย และการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- 3.4 อำพร ไตรภทร (2546) การตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD. ใน คุณนภา พู่เจริญ กนกวรรณ แสนไชยสุริยา บรรณาธิการ การทดสอบห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง. พิมพ์ครั้งที่ 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546 หน้า 105-113
- 3.5 คู่มือการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD สำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย และการควบคุมคุณภาพ. กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

4.นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

กลูโคส 6 ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (glucose -6 - phosphate dehydrogenase; G-6-PD) เป็นเอนไซม์ ที่อยู่ในเซลล์ต่างๆ ของร่างกายและเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่สำคัญใน Hexose monophosphate shut

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 4 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		

หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Pentose phosphate pathway (PPP) โดยทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยน glucose-6-phosphate (G-6-P) ให้เป็น 6-phosphogluconolactone และเปลี่ยน nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) ให้เป็น nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) ซึ่ง NADPH จะเปลี่ยนลูตาไธโอน (glutathione) ที่อยู่ในรูปออกซิไดซ์ (glutathione disulfide, GSSG) ให้เป็น glutathione ในรูป รีดิวซ์ (GSH) ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายอนุมูลอิสระต่างๆ ที่เป็นพิษต่อเซลล์และป้องกันเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่ให้ถูกทำลาย เนื่องจากเม็ดเลือดแดงสร้าง NADPH ได้จาก PPP เพียงแหล่งเดียว ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD จึงมีผลต่อเม็ดเลือดแดงเด่นชัด กว่าเซลล์ในระบบอื่น ๆ ในภาวะปกติ เอนไซม์ G-6-PD ในเม็ดเลือดแดงจะทำหน้าที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถทำได้จริงเมื่อมี oxidative stress เพิ่มขึ้นเช่น ได้รับสารที่มีอนุมูลอิสระเอนไซม์ G-6-PD จะเพิ่มการทำงานมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD แม้จะมีเอนไซม์อยู่ในระดับต่ำกว่าคนทั่วไปในภาวะปกติจึงมักไม่แสดงอาการและจะแสดงอาการซีดจากเม็ดเลือดแดงแตกเมื่อมี oxidative stress มากกว่าปกติ ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เมื่อได้รับสารอนุมูลอิสระพบว่า เม็ดเลือดแดงไม่สามารถสร้างโคเอนไซม์ชนิด NADPH ได้จึงทำให้อนุมูลอิสระเกิดการออกซิไดซ์ free-sulphydryl group ที่อยู่ในฮีโมโกลบิน เป็นพันธะไดซัลไฟด์ (disulfide bridge) ทำให้ฮีโมโกลบินมีความสามารถในการละลายน้ำลดลง และตกตะกอนเป็นไฮโนบอดี (heinz body) อยู่ภายในเม็ดเลือดแดงส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกแบบเฉียบพลันและเกิดภาวะซีด ซึ่งนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD เป็นความผิดปกติที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ X-linked ซึ่งมักพบบ่อยในประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมาลาเรียเป็นโรคประจำถิ่น เช่น แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีข้อสันนิษฐานว่าเชื้อมาลาเรียเป็นตัวกระตุ้นทำให้จีโนมของมนุษย์เกิดการกลายพันธุ์เพื่อให้ร่างกายสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของการติดเชื้อ ซึ่งการกลายพันธุ์นี้สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้ โดยผ่านทางโครโมโซมเพศ (X โครโมโซม) ในผู้ชายมีโครโมโซม X เพียงโครโมโซมเดียว ต่างจากเพศหญิงที่มี 2X โครโมโซม ถ้าความผิดปกติเกิดที่โครโมโซม X เพียงโครโมโซมเดียวจะไม่แสดงอาการผิดปกติ การแสดงอาการผิดปกติมักเกิดจากความผิดปกติของ X ทั้ง 2 ตัว ดังนั้นจึงพบภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD ในเพศชายมากกว่า เพศหญิง


Glucose -6 - Phosphate Dehydrogenase คำย่อ G-6-PD

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 5 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		

5.หลักการ (Principle)

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Glucose-6-phosphate (G6P) ให้เปลี่ยนไปเป็น 6-phosphogluconate และรีดิวซ์ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) ให้เป็นรีดิวซ์ฟอร์มของ nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) NADPH ที่เกิดขึ้น เมื่อทำปฏิกิริยากับ 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate (BCIP) และ nitro blue tetrazolium (NBT) โดยปฏิกิริยา diaphorase reaction จะเกิดสีม่วง ความเข้มขึ้นเป็นสัดส่วน

โดยตรงกับ G-6-PD activity



6.เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Associated documents)

6.1 QP-LAB-001

6.2 QP-LAB-002

7.ความปลอดภัย (Safety)

7.1 ปฏิบัติงานโดยนักเทคนิคการแพทย์

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 6 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		

7.2 สวมถุงมือ เสื้อกาวน์ (gown) แว่นตา และหน้ากากอนามัย ป้องกันการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน

7.3 ในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจอาจยังมีความสามารถในการก่อโรค ดังนั้น จึงควรจัดการทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ

7.4 ชุดตรวจ G-6-PD test kit ใช้สำหรับตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD ทางโลหิตวิทยาเท่านั้น

8.เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and Supplies)

8.1 เครื่องตรวจ (G6PD analyzer instrument)

8.2 ชุดตรวจ G6PD test kit ภายใน 1 กล่อง ของชุดตรวจประกอบด้วย

8.2.1 แถบทดสอบ (strip) STANDARD G6PD test device จำนวน 25 อันบรรจุแยกอยู่ในซองจะเปิดเมื่อจะใช้งานเท่านั้น

8.2.2 บัฟเฟอร์สำหรับการสกัด (extraction buffer) จำนวน 25 หลอด

8.2.3 หลอดสำหรับดูดเลือดปริมาตร 10 μ L (STANDARD Ezi tube) จำนวน 50 อัน

8.2.3 code chip จำนวน 1 อัน

8.3 อุปกรณ์เจาะเลือด เช่น เข็มเจาะเลือด สำลี และแอลกอฮอล์ เป็นต้น

9.สารมาตรฐาน (Standard)

9.1 G-6-PD Control level 1 พร่องเอนไซม์

9.2 G-6-PD Control level 2 ปกติ

10.วิธีดำเนินการ (Procedure)

10.1 ใช้หลอดเก็บเลือด (Ezi tube+) และปลายหลอดที่หยดเลือดให้เลือดไหลเข้าสู่หลอดหยดจนถึงขีดสีดำ ซึ่งเท่ากับ 10 μ L โดยให้จับที่ก้านหลอด เลือดจะไหลเข้าโดยอัตโนมัติจนถึงขีดสีดำ

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 7 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		



10.2 ปิบเลือดจากหลอด Ezi Tube+ ลงในหลอดบัพเฟอร์ แล้วปิบหลอดหยดดูดขึ้นลง 8-10 ครั้ง เพื่อผสมสารละลาย แล้วทิ้งหลอดหยดในภาชนะ ทิ้งขยะติดเชื้อโดยการผสมอาจใช้วิธีปิดฝาพรอยต์ให้สนิทแล้ว พลิกหลอดเบาผสมเลือดกับบัพเฟอร์ให้เข้ากันดี



10.3 เสียบแถบทดสอบสำหรับตรวจตรงช่องเสียบแถบจับส่วนที่เป็นสีเทาหันด้านมีรูกลมขาวขึ้น



วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 8 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		

10.4 ใช้หลอด Ezi Tube+ อันใหม่ แตะลงบนส่วนผสมของเลือดกับบัฟเฟอร์ในหลอด โดยเอียงหลอด ส่วนผสมของเลือดกับบัฟเฟอร์จะไหลเข้าหลอดจนถึงสีดำ โดยอัตโนมัติห้ามปิดรูและห้ามใช้วิธีบีบหลอด Ezi Tube+ เพื่อดูด



10.5 เปิดฝาเครื่องตรวจ (G6PD analyzer instrument)



10.6 บีบสารละลายส่วนผสมของเลือดกับบัฟเฟอร์ลงไปในห้องที่มีแสงไฟกระพริบสีเขียว




10.7 เมื่อมีสัญญาณลักษณะ “Clo” ให้ปิดฝาเครื่องลงเครื่องจะเริ่มทำการตรวจวิเคราะห์ โดยนับเวลา ถอยหลัง 2 นาที

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 9 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		



10.8 เมื่อครบเวลา 2 นาที เครื่องจะรายงานผล Hb และ G6PD (U/gHb)



11.การคำนวณ (Calculation)

ผลที่ได้เป็นค่าคำนวณอัตโนมัติจากเครื่อง SD Biosensor

12.การควบคุมคุณภาพ (Quality control)

การควบคุมคุณภาพภายใน

- ทำ IQC ใช้สารควบคุมที่มีค่า G-6-PD ซึ่งแนะนำให้ใช้
 - G-6-PD Control level 1 พร่องเอนไซม์
 - G-6-PD Control level 2 ปกติ

การควบคุมคุณภาพภายนอก

-

วิธีปฏิบัติงาน: วิธีปฏิบัติ (Work Instruction)	ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า 10 ของ 10
เรื่อง : การตรวจวิเคราะห์ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD โดยเครื่อง SD Biosensor	เอกสารเลขที่ : WI-LAB-H005	แก้ไขครั้งที่ : 02
วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2569		

13.การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Data record and documentation)

บันทึกลง F-LAB-02.CH010 และลงในระบบ LIS ของห้องปฏิบัติการ โดยระบบจะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ HIS อัตโนมัติ

14. การรายงานผล (Report of analysis)

เพศ	ค่า G-6-PD (U/g Hb)		
	< 4.0 U/g Hb	4.0-6.0 U/g Hb	> 6.0 U/g Hb
เพศชาย	มีภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD	ปกติ (normal G6PD)	ปกติ (normal G-6-PD)
เพศหญิง	มีภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD	มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD บางส่วน (partial หรือ intermediate G6PD deficiency)	ปกติ (normal G6PD)

15.รายละเอียดอื่น (Supplementary note)

15.1 สิ่งส่งตรวจ EDTA blood หรือ Capillary blood

15.2 การรักษาคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ นำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังเก็บ

ตัวอย่าง หรือถ้าหากส่งตรวจไม่ได้ทันทีให้นำหลอดเลือดแช่ตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C

15.3 สิ่งรบกวน

15.3.1 สิ่งส่งตรวจที่ Clot / Partial Clot

15.3.2 สิ่งส่งตรวจที่เจาะข้างให้น้ำเกลือ จะทำให้ค่าต่ำกว่าความเป็นจริง

15.3.3 สิ่งส่งตรวจที่ Hemolysis อาจมีผลรบกวนการตรวจได้